



Test d'impedenza, Elettroporazione e Scrub ad Ultrasuoni in estetica professionale

YOUR SKIN



PRODOTTO IN ITALIA



WWW.TOPQUALITYPHARMACY.IT



Offrire soluzioni avanzate, apparecchiature per l'estetica professionale non invasiva della miglior qualità e per ogni specifica esigenza di trattamento: questo è l'obiettivo che Top Quality Pharmacy persegue grazie alle grandi potenzialità tecniche e attraverso il costante investimento nella Ricerca & Sviluppo di nuove tecnologie quali Your Skin.

Test d'Impedenza

Attraverso uno specifico procedimento studiato nel dettaglio, l'apparecchiatura è in grado di trasmettere la frequenza specifica della zona da trattare ad un principio attivo con un risultato esaltante: il prodotto utilizzato nel trattamento infatti, sarà un prodotto unico nel suo genere, creato sulle caratteristiche del cliente e quindi assolutamente compatibile e personalizzato al 100%.

Il corpo umano, come è noto, è in grado di "ricevere campi elettromagnetici" (maggiormente caratterizzati da un range di frequenze); questi campi possono "influenzare" sia positivamente che negativamente il funzionamento del sistema biologico. Nello stesso tempo il sistema biologico trasmette informazioni verso l'esterno che ovviamente forniscono "informazioni" relative al suo funzionamento.

La tecnologia si basa quindi sull'analisi, il rilevamento, l'elaborazione e la trasmissione della frequenza "deficit" del cliente, permettendo così di selettivizzare il sistema e massimizzare il rendimento del trattamento.

IL PROCEDIMENTO PREVEDE 3 FASI:

1. Rilevamento della frequenza deficit del Cliente;
2. Elaborazione e memorizzazione dei dati ottenuti nella fase 1;
3. Trasmissione, attraverso un campo elettromagnetico, della frequenza ottenuta ai principi attivi utilizzati poi nel trattamento.

Elettroporazione

Sistema per veicolazione transdermica non invasiva di principi attivi allopatrici, o omeopatici o omotossicologici o PRP. Con l'applicazione su una superficie biologica di un particolare impulso elettrico si induce un aumento transitorio della permeabilità dei tessuti. Si favorisce così l'assorbimento transcutaneo di principi attivi a rilascio controllato e a profondità predefinita. Si ottiene una più alta concentrazione solo sui distretti target, con minore assorbimento sistemico e conseguente diminuzione di "tossicità". Di fatto è una siringa "virtuale" che è in grado di inoculare il principio attivo specificatamente dove è necessario.

Scrub ad Ultrasuoni

Tecnologia volta ad ottenere un'esfoliazione selettiva grazie ad una lamina in acciaio che vibra a frequenza ultrasonica. L'azione di scrubbing non fa assolutamente uso di tecniche abrasive che possono risultare traumatiche per lo strato corneo e può essere adattata alla tipologia di pelle del paziente, rendendo così il trattamento totalmente indolore. Grazie all'esfoliazione selettiva inoltre, si possono facilitare successivi interventi quali radiofrequenza o elettroporazione, in quanto essa consente l'eliminazione di ostacoli come eccessi di impurità e/o lipidi epidermici.

Plus

- ✔ Sistema integrato con rilevazione e trasmissione frequenza deficit.
- ✔ Programmi preimpostati secondo patologie e distretti.
- ✔ Tutti i parametri sono visualizzati su un ampio display 10.1" color touch screen.
- ✔ Il software è redatto secondo il concetto Friendly Human-Machine Interface [FHMI] per renderlo intuitivo e di agevole utilizzo.

TRASDUTTORI

TRASDUTTORI ELETTROPORAZIONE VISO E CORPO CON SIRINGA



SCRUB AD ULTRASUONI



Grazie a Top Quality Pharmacy porterai nella tua Farmacia delle linee di prodotti di altissima qualità ed efficacia garantita, in grado di agire in maniera sinergica con le tecnologie Aesthetic Pharmacy come nel caso della Linea Your Skin.

Linea Your Skin

Top Quality Pharmacy ha realizzato l'innovativa Linea Your Skin i cosmetici che si adattano alla tua pelle e ne colmano i bisogni.

Una gamma new compliance viso e corpo con texture leggerissime, proprietà avvolgenti e raffinate e dal profumo piacevole e accattivante.



Con l'esclusiva tecnologia **Your Skin** potrai avere prodotti a base di polvere d'oro calibrati sulla frequenza unica della pelle della cliente, potenziando di molto l'efficacia del cosmetico.


In questo modo potrai offrire alle tue clienti dei trattamenti non effettuabili in alcun'altra farmacia, ma soprattutto completamente personalizzati e dai risultati immediati.



Your Skin



Trattamenti Fruibili



IN DOTAZIONE

- N.01 cavo di alimentazione
- N.02 coppie elettrodi rilevamento bioimpedenza
- N.01 cavo per rilevamento bioimpedenza
- N.02 trasduttori elettroporazione viso e corpo con siringa
- N.01 piastra in daino per elettroporazione
- N.01 cavo per elettroporazione
- N.01 cavo connessione elettrodi
- N.02 cavi piastra in daino
- N.01 scrub ad ultrasuoni

SPECIFICHE TECNICHE

- Alimentazione 100÷240 V, 50÷60 Hz
- Potenza Max assorbita 200W
- Classe di sicurezza elettrica II BF
- Grado di protezione IP IP40
- Tensione Max elettroporazione 120 V @ 1000 ohm
- Forma d'onda elettroporazione complessa, impostabile da software
- Frequenza scrub ultrasuoni 25 kHz
- Potenza scrub ultrasuoni 10 W
- Display 10.1" colour touch con PC integrato
- Temperatura di funzionamento 0÷40 °C
- Umidità di funzionamento 30÷75% senza condensa
- Dimensioni L 46 x A 110x P 41 cm
- Peso 30 kg

Distribuito da **TOP QUALITY PHARMACY S.r.l.**

Via G. Sorel, snc - 06012 Città di Castello (PG) - Italy | P.I. 03689260549 | REA PG-307059
800 03 51 53 | +39 075 8520088 | info@topqualitypharmacy.it

Prodotto da **TOP QUALITY GROUP S.r.l.**

Via G. Sorel, snc - 06012 Città di Castello (PG) - Italy | P.I. 03424560542 | REA PG-288065 | info@topqualitygroup.it



La produzione è certificata per uso estetico professionale conforme al DM 206/2015 correttiva della direttiva DM 110/2011

REV. 0.0